

Elettroporatore mesoalex a temperatura variabile

Medicina estetica, Tricologia, Fisioterapia



Elettroporatore Mesolex a Temperatura Variabile

Elettroporatore con temperature selezionabili da -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$ con correnti a frequenze e polarità variabili per una migliore veicolazione del principio attivo.

Le diverse temperature sui manipoli, provocando shock termici nei tessuti, incrementano la vascolarizzazione e tonificano la pelle.

L'Elettroporatore Mesolex può veicolare soluzioni idratanti, nutrienti, anti acne, lipolitici, drenanti ed anticellulite, principi attivi per la tricologia e farmaci antidolorifici ed antinfiammatori.



Manipoli d'uso

Tre manipoli di differente forma e diametro raggiungono facilmente qualsiasi zona del corpo, viso e cute dei capelli. La paletta ad Ultrasuoni integra i trattamenti con funzioni Scrub & Lifting da eseguire prima e dopo la veicolazione dei prodotti.



Controlli ed impostazioni


Display full color touch screen con icone intuitive.

Temperature manipoli: da -10°C fino a +40°C 55 frequenze: da 500Khz a 6000Khz a step di 100Khz.

Polarità programmabili: Positiva, Negativa, Positiva+Negativa.

Impostazioni per la sequenza e la ripetizione degli impulsi.

Programmi manuali od automatici con protocolli in memoria.



Scheda Tecnica

Dispositivo certificato 93/42 EEC registrato nel data base dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute

Dimensioni lato	da 5 a 16 mm
Superficie trattamento	Max 16*16mm
Tempo di azione	1-50msec per punto
Figure	-
Misura delle figure	dal 20% al 100%
Movimento	Randomizzato o lineare, controllato elettronicamente
Spot	< 1 mm focalizzato
Schermo interfaccia	Full Color Touch Screen
Voltaggio	110/220VAC, 50/60Hz, 5A
Dimensioni	22*22*19(cm)
Peso	4,5kg
Certificazione MDD CE	TUV CE 0197

Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790

Mob. +39.333.6202998

suntechmedical.srl@gmail.com

info@suntechmedical.it