

Onde d'urto



Onde d'urto

Cosa sono le Onde d'urto: L'onda d'urto radiale e' un impulso pressorio generato da un manipolo chiuso all'estremità da un applicatore d'acciaio, contro il quale viene lanciato un proiettile con una pressione da 1 a 5 bar con frequenze da 1 a 22Hz/sec.

L'energia rilasciata ai tessuti dalle Onde d'urto, incrementa la vascolarizzazione e attiva i naturali processi riparativi.

Più di 25 protocolli, scheda pazienti e VAS, in memoria.

Applicazioni veloci ed indolore da 3 a 5 minuti per zona.



Accessori e versatilità

L'apparecchiatura, accessoriata per effettuare ogni tipo di trattamento, include 4 applicatori di diversa grandezza, con diametro da 6mm, 15mm, 25mm, 35mm.

Speciali protezioni in silicone per l'igiene e la sicurezza.

Vita del manipolo 4.000.000 di colpi per 1600 trattamenti.



Pratica e trasportabile

L'apparecchiatura e tutti gli accessori sono facilmente trasportabili in una pratica valigetta per spostamenti dallo studio ed effettuare trattamenti domiciliari.

Applicazione onde d'urto

Trattamenti consigliati: Estetica corpo, Fisioterapia, Riabilitazione, Andrologia, Urologia, Veterinaria.



Scheda Tecnica

Dispositivo certificato 93/42 EEC registrato nel data base dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute

Alimentazione	240V, 50/60Hz
Certificazione	CE 0120
Classe di sicurezza	Ila
Tecnologia	Radiale Elettromagnetica
Potenza/Energia	1-5 Bar = 60-185mj
Frequenza	1-22Hz
Display	Touch screen 7"
Applicatori	6mm, 15mm, 25mm, 35mm.
Durata manipolo	4.000.000 di colpi
Dimensioni	290×240×130mm
Peso	3kg

Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790

Mob. +39.333.6202998

suntechmedical.srl@gmail.com

info@suntechmedical.it