

# Laser Lipo Lifting

532 KTP - 810 - 980 - 1064 LLT - 1470nm



## Laser Lipo Lifting

I Laser Lipo Lifting a fibre ottiche della serie VELAS offrono una ampia scelta per diverse esigenze con opzioni di ablazione e coagulazione.

Con i Laser Lipo Lifting a fibre ottiche puoi scegliere diverse opzioni di lunghezza d'onda da 532nm (KTP), 810 nm, 980 nm, 810nm + 980nm, 1064nm (LLT) e 1470 nm, in modalità continua, impulso singolo, pulsato e frazionato con potenze da 5watt a 30watt per meglio adattarsi a tutte le esigenze.

Trattamenti con Laser Lipo Lifting a fibre ottiche:  
Endovenoso (EVLT), Medicina Estetica, Face lifting, Liposuzione, Telengectasie, Decompressione dischi intravertebrali (PLDD), Fisioterapia (LLT), Otorinolaringoiatria (ENT), etc. con ampia possibilità di usare fibre ottiche da 200um, 300um, 400um, 600um.



## Interfaccia e affidabilità

- Calibrazione della potenza in uscita dalla fibra.
- Touch screen a colori 8".
- Modalità di funzionamento facili per impostare ogni parametro.
- Design integrato e modulare per rendere la manutenzione facile ed economica.
- Vasta scelta di accessori per ogni esigenza terapeutica.



## Accessori



Laser Fractional



Cannule Liposizione



Manipolo LVR



Manipolo Telenectasia



Cannule ENT



Manipolo Fisioterapia

## Scheda Tecnica

Dispositivo certificato 93/42 EEC registrato nel data base dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute

<b>Laser Tipo</b>	GaAIAs Diode Laser			
<b>Modello</b>	VELAS II			
<b>Lunghezza d'onda</b>	810 - 940 - 980nm	1210 - 1470nm	1064nm	532nm KTP
<b>Potenza massima</b>	30W	15W	30W	8W
<b>Durata pulsazioni</b>	10us-3s / 10ms-3s	10us-3s	10us-3s	10us-3s
<b>Modalità operativa</b>	Pulsazione Continua, Singola, Ripetuta			
<b>Ripetizione</b>	0.2Hz-50KHz / 0.2Hz-50Hz	0.2Hz-50Hz	0.2Hz-50Hz	0.2Hz-50Hz
<b>Fibre ottiche</b>	200um 300um 400um 600um Connettore SMA905			
<b>Raggio pilota</b>	Raggio rosso 635nm - 5mW <sup>m</sup>			
<b>Schermo interfacce</b>	Full Color Touch Screen 8"			
<b>Voltaggio</b>	110/220VAC, 50/60Hz, 5A			
<b>Dimensioni</b>	400mm - L 385mm - A 200mm			
<b>Peso</b>	13Kg			
<b>Certificazione MDD CE</b>	TUV CE 0197			

## Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790

Mob. +39.333.6202998

[suntechmedical.srl@gmail.com](mailto:suntechmedical.srl@gmail.com)

[info@suntechmedical.it](mailto:info@suntechmedical.it)